

HOSPITAL



LIFETHERM

Wärmebetten für Frühgeborene, Neugeborene und Säuglinge

LIFETHERM

Praxiserprobt und flexibel

LIFETHERM 2000

Wärmebett

Das Wärmebett Lifetherm 2000 bietet dank der gleichmäßigen Kontaktwärme über die Gelmatratze eine ideale entwicklungsfördernde Umgebung für das Neugeborene. Das Wärmebett stellt eine perfekte Lösung für die Intensivversorgung der kleinen Patienten dar und zeichnet sich durch optimale Anwenderfreundlichkeit aus. Lifetherm 2000 steht wahlweise ohne Deckel, mit geschlossenem Deckel oder mit einem zweiseitig aufklappbaren Deckel zur Verfügung und ist mit weiterem umfangreichem Zubehör aufrüstbar.

- Effektive Wärmeübertragung durch Flächenheizung
- Exakte elektronische Einstellung der Soll-Temperatur
- Anzeige der Ist-Temperatur
- Stufenlose elektronische Höhenverstellung (bis 25 cm) mit beidseitigen Fußrastern
- Sanfte elektrische Schrägstellung des Liegedecks auf Knopfdruck
- Breite abklappbare Seitenscheiben
- Zweiseitig aufklappbarer sowie einteiliger Deckel verfügbar
- Gelmatratze
- Normschienen zur Befestigung von Zubehör wie Kathederköcher, Ablageschalen oder Absaugung*



lifetherm 2000



Ein wesentlicher Grundsatz sanfter Pflege ist die Herabsetzung von Stress für den kleinen Patienten, seine Angehörigen und natürlich das Pflegepersonal. Kombiniert mit der Erfahrung von Löwenstein Medical im Bereich der Wärmetherapie hat diese Erkenntnis zu einer benutzerfreundlichen und entwicklungsorientierten Gerätefamilie geführt. Umfangreiches Zubehör ermöglicht die Anpassung an die jeweiligen, spezifischen Anforderungen.

* Optionales Zubehör

LIFETHERM 2002/ 2003

Reanimationseinheiten

Lifetherm Reanimationseinheiten sind eine Gerätefamilie von Wärmetherapiesystemen für die Intensivpflege von Früh- und Neugeborenen. Die Lifetherm 2002/2003 schaffen eine hervorragende Wärmeumgebung für den kleinen Patienten und leisten mit ihren vielfältigen Optionen eine optimale Anpassung an die Bedürfnisse des Säuglings und des Bedienpersonals.

- Schwenkbarer, reaktionsschneller Heizstrahler mit integrierter Untersuchungsleuchte
- Konduktive Wärme durch beheizte Gelmatratze¹
- Leise elektrische Höhenverstellung (bis 25 cm) mit beidseitiger Bedienung durch Fußtaster*
- Sanfte elektrische Schrägstellung des Liegedecks auf Knopfdruck
- Abklappbare, in unterschiedlichen Höhen verfügbare Seitenscheiben
- Hauttemperatur-Steuerung und -Anzeige (Genauigkeit $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$)**
- Zweiseitig aufklappbarer sowie einteiliger Deckel für die Liegefläche verfügbar*
- Stabile Holme zur Anbringung von Tableaus und Beatmungsgerät
- Normschienen zur Befestigung von Zubehör wie Kathederköcher, Ablageschalen oder Absaugung*



lifetherm 2002/ 2003

In Kombination mit einem Beatmungsgerät ist die Reanimationseinheit Lifetherm 2003 für den Einsatz in der Erstversorgung des Säuglings mit Beatmungs- und Wärmetherapieeinheit geeignet.

* Optionales Zubehör

** Grundausstattung Lifetherm 2002

¹ Gelmatratze nur in Verbindung mit der beheizten Bettoberfläche



Löwenstein Medical
Arzbacher Strasse 80
D-56130 Bad Ems

Tel.: +49 26 03/96 00-0
Fax: +49 26 03/96 00-50
Internet: hul.de

*Die Abbildungen unserer Produkte beinhalten Sonderzubehör, welches zusätzlich zum Standardprodukt bestellt werden kann.
Bitte erfragen Sie Einzelheiten.*

