

Reinigungsanleitung

Wie reinige ich meine Maske?

Nasal-Masken

Gebrauchsdauer bis zu 12 Monate*



CARA



JULIA



JOYCEone



JOYCEeasy

Material der Maskenteile	per Hand in warmem Wasser mit mildem Reinigungsmittel**	Spülmaschine bis 70 °C
Kunststoff	täglich	wöchentlich
Silikon	täglich	wöchentlich
Textil	wöchentlich	-

Mund-Nasen-Masken

Gebrauchsdauer bis zu 12 Monate*



CARA Full Face



LENA



JOYCEone Full Face



JOYCEeasy Full Face



JOYCEeasy next Full Face

Material der Maskenteile	per Hand in warmem Wasser mit mildem Reinigungsmittel**	Spülmaschine bis 70 °C
Kunststoff	täglich	wöchentlich
Winkel mit Notfallausatemventil	täglich	-
Silikon	täglich	wöchentlich
Textil	wöchentlich	-

Silentflow 3

Gebrauchsdauer 6 bis 12 Monate*

Komponenten	per Hand in warmem Wasser mit mildem Reinigungsmittel**	Spülmaschine bis 70 °C
Anschlusschülse	wöchentlich	wöchentlich
Mittelteil	wöchentlich	wöchentlich

Allgemeine Hinweise:

Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisungen der einzelnen Produkte.

* Die Gebrauchsdauer ist abhängig von der Reinigung und der verwendeten Reinigungsmittel, von der täglichen Tragedauer, vom Therapiedruck und von der individuellen Schweißsekretion. Die Nutzung des zweiten Maskenkissens (optional enthalten) verlängert nicht die Gebrauchsdauer.

** Wir empfehlen für die tägliche Reinigung einen Spezialreiniger, wie z.B. Löwosan.



Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie informative Anleitungen, Anwendungsbeispiele und hilfreiche Tipps:
<https://www.youtube.com/@LoewensteinMedicalDeutschland>

CE 0197




 Löwenstein Medical Technology
 Kronsaalsweg 40
 22525 Hamburg, Deutschland

Vertrieb + Service
 Löwenstein Medical
 Arzbacher Straße 80
 56130 Bad Ems, Deutschland
 T. +49 2603 9600-0
 F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com



© Urheberrechtlich geschützt. - Vertriebfähigkeit jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Löwenstein Medical.
 Alle Angaben aus drucktechnischen Gründen ohne Gewähr.



p10124ae2405