

LÖWENSTEIN
medical



Lifetherm

Wärmebetten für Frühgeborene, Neugeborene
und Säuglinge.

Lifetherm

Praxiserprobt und flexibel.

Lifetherm 2000 Wärmebett

Das Wärmebett Lifetherm 2000 bietet dank der gleichmäßigen Kontaktwärme über die Gelmatratze eine verlässliche und präzise Regulierung der Körpertemperatur. Die elektrische Neigungs- und Höhenverstellung ermöglicht nahezu lautlose und erschütterungsfreie Bewegungen des Bettes. Dadurch entsteht eine ideale entwicklungsfördernde Umgebung für das Neugeborene. Lifetherm 2000 kann optional durch umfangreiches Zubehör individualisiert und ausgestattet werden.



Komfort und Funktionen:

- effektive Wärmeübertragung durch Flächenheizung
- exakte elektronische Einstellung der Soll-Temperatur
- Anzeige der Ist-Temperatur
- stufenlose elektronische Höhenverstellung mit beidseitigen Fußtastern
- sanfte elektrische Schrägstellung des Liegedecks auf Knopfdruck
- breite abklappbare Seitenscheiben
- zweiseitig aufklappbare sowie einteilige Deckelhaube verfügbar*
- umfangreiches Zubehörsortiment*

Ein wesentlicher Grundsatz sanfter Pflege ist die Reduktion von Stress für den kleinen Patienten, seine Angehörigen und natürlich das Pflegepersonal. Kombiniert mit der Erfahrung von Löwenstein Medical im Bereich der Wärmetherapie hat diese Erkenntnis zu einer benutzerfreundlichen und entwicklungsorientierten Gerätefamilie geführt. Umfangreiches Zubehör ermöglicht die Anpassung an die jeweiligen, spezifischen Anforderungen.

* Optionales Zubehör

Die Abbildungen unserer Produkte beinhalten Sonderzubehör, welches zusätzlich zum Standardprodukt bestellt werden kann. Bitte erfragen Sie Einzelheiten.

Lifetherm 2002/2003 Reanimationseinheiten

Lifetherm Reanimationseinheiten sind eine Gerätefamilie von Wärmetherapiesystemen für die Erstversorgung von Früh- und Neugeborenen. Die Lifetherm 2002 / 2003 schaffen eine hervorragende Wärmeumgebung für den kleinen Patienten und leisten mit ihren vielfältigen Optionen eine optimale Anpassung an die Bedürfnisse des Säuglings und der Anwender.

- schwenkbarer, reaktionsschneller Heizstrahler mit integrierter LED-Untersuchungsleuchte
- konduktive Wärme durch beheizte Gelmatratze¹
- leise und erschütterungsfreie elektrische Höhenverstellung mit beidseitiger Bedienung durch Fußtaster
- sanfte elektrische Schrägstellung des Liegedecks auf Knopfdruck
- abklappbare, in unterschiedlichen Höhen verfügbare Seitenscheiben
- Hauttemperatur-Steuerung und -Anzeige (Genauigkeit $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$)**
- zweiseitig aufklappbare sowie einteilige Deckelhaube für die Liegefläche verfügbar*
- stabile Holme zur Anbringung von Zubehör wie Tableaus und Beatmungsgeräten
- Normschienen zur Befestigung von Zubehör wie Kathederköcher, Ablageschalen oder Absaugung*



In Kombination mit einem Beatmungsgerät ist die Reanimationseinheit Lifetherm 2003 für den Einsatz in der Erstversorgung des Säuglings mit Beatmungs- und Wärmetherapieeinheit geeignet.

* Optionales Zubehör

** Grundausstattung Lifetherm 2002

¹ Gelmatratze nur in Verbindung mit der beheizten Bettdecke

Die Abbildungen unserer Produkte beinhalten Sonderzubehör, welches zusätzlich zum Standardprodukt bestellt werden kann. Bitte erfragen Sie Einzelheiten.



LÖWENSTEIN
medical

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Deutschland
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com



p10344de2409

© Urheberrechtlich geschützt.
Vervielfältigung jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Löwenstein Medical.

CE 0197