



**Optimale
Patienten-
überwachung**

MR Patient Care Portal 5000

Ermöglicht umfassende Fernüberwachung,
effizientes Patientenmanagement und nahtlose KIS-Anbindung



MR Patient Care Portal 5000

- 18,3-Zoll-LED-Display
- Fernüberwachung mit Expression MR200 und Expression MR400
- HIS/EMR-Konnektivität mit verbesserter Produkt- und IT-Sicherheit
- Patientenverwaltung
- Passwortgeschützte administrative Profilfunktionen
- Direkte Anbindung an das Philips Patient Information Center (PIC iX)

Das MR Patient Care Portal 5000 wurde für die besonderen Herausforderungen der Patientenversorgung entwickelt und bietet Fernüberwachung, Patientenmanagement und HIS-Anbindung.

Es wird im MRT-Kontrollraum platziert und ermöglicht dem Klinikteam eine erweiterte Überwachung sowie eine optimierte Fall-Verwaltung und Konnektivität.

Leistungsmerkmale

Philips präsentiert FirstSight, ein exklusives Designkonzept, das fortschrittliche Prinzipien der optischen Wahrnehmung und Tools zur Entscheidungsfindung in Philips MR Patient Care Benutzeroberflächen integriert und so eine vertraute, klare und intelligente Systembedienung in der MRT-Umgebung ermöglicht.

- **Drahtlose Kommunikation mit den MRT-Patientenüberwachungssystemen**
- **Benutzerfreundliche und effiziente Fall-Verwaltung**
- **Hervorragende Konnektivität bei der Patientenüberwachung in der MRT-Umgebung durch HL7-Datenübertragung oder serielle Datenausgabe (über RS-232) zum Führen einer elektronischen Patientenakte**



Drei Hauptkomponenten:

- Desktop-Einheit
- Touchscreen
(für medizinische Zwecke zugelassen)
- WLAN-Einheit mit flexibler Basisstation

Optionale Komponenten:

- Streifendrucker
- Drahtloser Strichcode-Scanner
- Funk-Tastatur und -maus
- Wandhalterung und Verlängerungsarm für Streifendrucker

MRT-Überwachungsmonitor Philips Expression MR400


- 15" LED-Touchscreen
- 5.000 Gauss-tauglich
- 1,5T & 3,0T MR-konform
- **Parameter:**
 - Basis: EKG, SpO₂, NIBP, CO₂/Atmung
 - Optional: IBP (x2), Temperatur, Anästhesiegase, O₂



Einsatzgebiete

- Fernüberwachung im Kontrollraum während MRT-Untersuchungen
- Verwaltung von Einleitungs- und Aufwachräumen
- Optimierung von Fall-Verwaltung und Konnektivität in der klinischen Umgebung
- Integration mit bestehenden MR200- und MR400-Systemen

Unser Vertriebsteam

**Hendrik Grotheer**

☎ +49 (0) 173 - 631 08 69

✉ hendrik.grotheer@saegeling-mt.de

PLZ 2...
PLZ 30.. bis 31..
PLZ 37.. bis 38..

Stephan Angenendt

☎ +49 (0) 173 - 632 41 28

✉ stephan.angenendt@saegeling-mt.de

PLZ 10.. bis 19..
PLZ 39..

Lars Niedhart

☎ +49 (0) 174 - 212 86 24

✉ lars.niedhart@saegeling-mt.de

PLZ 32.. bis 33..
PLZ 4...
PLZ 50.. bis 53..
PLZ 57.. bis 59..

Thomas Ulbricht

☎ +49 (0) 172 - 784 26 04

✉ thomas.ulbricht@saegeling-mt.de

PLZ 01.. bis 09..
PLZ 98.. bis 99..

Christoph Piefer

☎ +49 (0) 175 - 762 25 40

✉ christoph.piefer@saegeling-mt.de

PLZ 34.. bis 36..
PLZ 54.. bis 56..
PLZ 60.. bis 65..

Rüdiger Knaus

☎ +49 (0) 162 - 414 57 97

✉ ruediger.knaus@saegeling-mt.de

PLZ 80.. bis 87..
PLZ 90.. bis 97..

Aldo Cinci

☎ +49 (0) 151 - 703 024 24

✉ aldo.cinci@saegeling-mt.de

PLZ 66.. bis 69..
PLZ 7...
PLZ 88.. bis 89..

Ronny Paulick

Produktmanager
Radiologie

☎ +49 (0) 172 - 790 64 20

✉ ronny.paulick@saegeling-mt.de



SAEGELING
MEDIZINTECHNIK